

Beneficiile lentilelor CAMBER STEADY 2.0

• **Tehnologie de ultimă generație.** Designul lentilelor Camber Steady 2.0 cu bază de curbă variabilă este unic și patentat.

• **Lentile complet personalizabile.** Fiecare lentilă Camber Steady 2.0 poate fi individualizată în funcție de parametrii purtătorului.

• **Optică superioară.** Vedere îmbunătățită în orice zonă a lentilei, față de alte lentile progresive.


• **Adaptare mai ușoară.** Majoritatea purtătorilor se adaptează mult mai ușor la Camber Steady 2.0 decât la alt tip de lentile progresive.

• **Vedere mai bună la aproape.** Zona de aproape este mult mai ușor de identificat și are calități optice îmbunătățite.

• **Vedere optimă.** Lentilele Camber Steady 2.0 oferă un câmp vizual larg și distorsiuni minime la marginea lentilei.

• **Estetică îmbunătățită.** Lentilele Camber Steady 2.0 sunt mai estetice în cazul dioptriilor mari datorită bazei de curbă variabilă.

Bază de curbă variabilă



SEE THE DIFFERENCE

www.rhein-vision.com

Ediția ianuarie 2022

LENTILE PROGRESIVE

camber
steady 2.0

camber
steady 2.0

**INSPIRAT DIN
NATURĂ**

Lentilele progresive CAMBER STEADY 2.0


Cel mai important avantaj al tehnologiei free-form este personalizarea completă a lentilei în funcție de nevoile fiecărui purtător. În piață sunt multe tipuri de lentile progresive personalizabile, fiecare aducând îmbunătățiri vizuale prin personalizare. Lentilele Camber Steady 2.0 sunt diferite.

Ele sunt create având la bază tehnologii de ultimă generație: Digital Ray-Path 2, Camber și metodologia Steady Plus. Lentilele Camber Steady 2.0 sunt compensate cu ajutorul unor calcule matematice pentru a reduce aberațiile periferice și iau în considerare capacitatea naturală de acomodare a ochiului pentru a vedea fără efort, obiecte aflate la diferite distanțe.

Folosind metodologia de calcul Steady Plus care încorporează un control strict al distribuției dioptriilor, erorile sferice în zonele

laterale ale lentilei sunt eliminate. Rezultatul este o performanță vizuală de neegalat cu o vedere laterală îmbunătățită și o stabilitate superioară a imaginii.

Efectul de valuri, perceperea instabilă a obiectelor înconjurătoare, care crează disconfort și face ca adaptarea să fie dificilă, reduce din acuitatea vizuală. Metodologia de calcul Steady Plus aduce o îmbunătățire semnificativă a performanței binoculare purtătorului și oferă o experiență vizuală mai clară datorită faptului că ambii ochi percep aceeași dioptrie în orice direcție ar privi.



Lentilele calculate cu metodologia Steady Plus oferă purtătorilor de lentile progresive o vedere stabilă și naturală, minimizând efectul de valuri.

Cu o bază variabilă, semifinisatul Camber îmbunătățește partea sferică a lentilei, oferind o creștere continuă a bazei de curbură care este ideală pentru o lentilă progresivă.

Lentilele Camber Steady 2.0 oferă purtătorului o experiență vizuală superioară, cu o zonă de aproape extinsă, o vedere periferică îmbunătățită și lentile mai plăcute din punct de vedere estetic.

Lentilele Camber Steady 2.0 sunt ideale pentru toți purtătorii de lentile progresive, experimentați sau începători, aflați în căutarea unei lentile progresive premium, care oferă atât câmpuri vizuale extinse, cât și distorsiuni laterale minime.

